



커넥터(배출구)는 카테터 직경 사이즈를 나타내는 고유한 컬러로 구분됩니다.

안정적으로 붙일 수 있는 후면 접착 탭.

PVC, 프탈레이트, 라텍스를 사용하지 않았습니다.



LoFric 로프릭 카테터의 코팅에는 특별한 Urotonic™ Surface Technology가 사용되었습니다. 이를 통해 삽입할 때뿐만 아니라 빼낼 때도 카테터가 부드럽고 안전하게 유지됩니다.^{1,2}

매끄러운 소변흡입구.^{3,4}



사용자 친화적인 제품 상자.

제품 설명

LoFric® 로프릭은 친수성 코팅이 적용된 일회용 도뇨 카테터입니다.

멸균 및 소비기한

에틸렌 옥사이드 (EO) 가스 멸균. 사용 전 포장의 소비기한을 확인하세요.

포장

제품 상자당 카테터 30개입.

소재

친수성 표면 코팅:
폴리비닐 피롤리돈 Polyvinyl pyrrolidone (PVP), 염화나트륨 sodium chloride (NaCl).

카테터: 폴리올레핀 기반 엘라스토머 Polyolefin-based elastomer (POBE).

제품 포장:

코팅 종이, 폴리프로필렌(PP)/폴리아미드 (PA)/폴리에틸렌(PE)의 라미네이트 필름.

제품 종류

제품번호	제품설명	길이	규격
400 08 00	로프릭 넬라톤 (남성)	40 cm	CH 08
400 10 00	로프릭 넬라톤 (남성)	40 cm	CH 10
400 12 00	로프릭 넬라톤 (남성)	40 cm	CH 12
400 14 00	로프릭 넬라톤 (남성)	40 cm	CH 14
400 16 00	로프릭 넬라톤 (남성)	40 cm	CH 16
400 18 00	로프릭 넬라톤 (남성)	40 cm	CH 18
400 20 00	로프릭 넬라톤 (남성)	40 cm	CH 20
400 22 00	로프릭 넬라톤 (남성)	40 cm	CH 22
401 06 00	로프릭 넬라톤 (소아)	20 cm	CH 06
401 08 00	로프릭 넬라톤 (소아)	20 cm	CH 08
401 10 00	로프릭 넬라톤 (소아)	20 cm	CH 10
402 08 00	로프릭 넬라톤 (소아)	30 cm	CH 08
402 10 00	로프릭 넬라톤 (소아)	30 cm	CH 10

참고자료

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Wellspect 웰스펙트는 방광과 장에 고민이 있는 사람들의 삶의 질을 향상시키는 혁신적인 실금관리 솔루션을 개발합니다. 우리는 건강과 웰빙뿐만 아니라 스스로 자신감과 독립성을 쌓을 수 있게 우리의 사용자들을 응원합니다. 당사는 LoFric®로프릭 및 Navina™나비나 제품 브랜드로 40년 이상 업계를 선도해 왔습니다. 우리는 항상 제품의 환경적 악영향을 최소화하고, 기후 중립을 위해 열정적으로 노력하고 있습니다. 우리는 현재와 미래를 위해 지속 가능한 방법으로 임상 결과를 개선하기 위해 사용자 및 의료 전문가와 협력합니다.

Wellspect. A Real Difference.

제품과 서비스에 대한 자세한 내용은 [Wellspect.com](https://www.wellspect.com)을 참조하십시오.

LinkedIn, Twitter, Facebook 및 Instagram에서 대화에 참여하세요.

[wellspect.com](https://www.wellspect.com)

Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only