



- 개봉 탭.
 - 안정적으로 붙일 수 있는 후면 접착 탭.
 - 즉시 활성화 - 동봉된 멸균 식염수 주머니를 터트려 즉시 활성화가 가능.
 - 조절 가능한 삽입 손잡이의 뛰어난 그립감으로 더 원활해진 비접촉 방식 컨트롤.
- PVC, 프탈레이트, 라텍스를 사용하지 않았습니다.



LoFric 로프릭 카테터의 코팅에는 특별한 Urotonic™ Surface Technology가 사용되었습니다. 이를 통해 삽입할 때뿐만 아니라 빼낼 때도 카테터가 부드럽고 안전하게 유지됩니다.^{1,2}



작게 접을 수 있어 눈에 잘 띄지 않는 포켓 사이즈.



넬라톤 타이멘 (쿠데)

제품 설명

LoFric® Origo™ 로프릭 오리고는 요도에 삽입하여 간헐적인 소변배출을 위해 사용하는 일회용 튜브·카테터입니다.

멸균 및 소비기한

방사선 멸균.
사용 전 포장의 소비기한을 확인하세요.

포장

제품 상자당 카테터 30개입.

소재

친수성 표면 코팅:
폴리비닐 피롤리돈 Polyvinyl pyrrolidone (PVP).
카테터: 폴리올레핀 기반 엘라스토머 Polyolefin-based elastomer (POBE).
식염수 주머니: 페트 polyethylene terephthalate (PET) 라미레이션 포일, 알루미늄, 폴리에틸렌 polyethylene (PE). 염화나트륨 sodium chloride (NaCl)이 함유된 멸균 식염수.
제품 포장:
상단 포장: 페트 polyethylene terephthalate (PET) 라미레이션 포일, 폴리에틸렌 polyethylene (PE).
하단 포장: 폴리올레핀 Polyolefin.

제품 종류

제품번호	제품설명	길이	규격
4420800	로프릭 오리고 넬라톤 (소아)	30cm	CH08
4421000	로프릭 오리고 넬라톤 (소아)	30cm	CH10
4421200	로프릭 오리고 넬라톤 (소아)	30cm	CH12
4431000	로프릭 오리고 넬라톤 (남성)	40cm	CH10
4431200	로프릭 오리고 넬라톤 (남성)	40cm	CH12
4431400	로프릭 오리고 넬라톤 (남성)	40cm	CH14
4441200	로프릭 오리고 타이멘 (남성)	40cm	CH12



사용자 친화적인 제품 상자.



LoFric® Origo™

참고자료

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Wellspect 웰스펙트는 방광과 장애 고민이 있는 사람들의 삶의 질을 향상시키는 혁신적인 실금관리 솔루션을 개발합니다. 우리는 건강과 웰빙뿐만 아니라 스스로 자신감과 독립성을 쌓을 수 있게 우리의 사용자들을 응원합니다. 당사는 LoFric®로프릭 및 Navina™ 나비나 제품 브랜드로 40년 이상 업계를 선도해 왔습니다. 우리는 항상 제품의 환경적 악영향을 최소화하고, 기후 중립을 위해 열정적으로 노력하고 있습니다. 우리는 현재와 미래를 위해 지속 가능한 방법으로 임상 결과를 개선하기 위해 사용자 및 의료 전문가와 협력합니다.

Wellspect. A Real Difference.

제품과 서비스에 대한 자세한 내용은 [Wellspect.com](https://www.wellspect.com)을 참조하십시오.
LinkedIn, Twitter, Facebook 및 Instagram에서 대화에 참여하세요.

wellspect.com

Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

