

### 제품 설명

LoFric® Elle™, 로프릭 엘은 즉시 사용이 가능한 Ready to Use 제품으로, 친수성 코팅이 적용된 일회용 도뇨 카테터입니다.

### 멸균 및 소비기한

방사선 멸균.  
사용 전 포장의 소비기한을 확인하세요.

### 포장

제품 상자당 카테터 30개입.

### 소재

친수성 표면 코팅:  
폴리비닐 피롤리돈 Polyvinyl pyrrolidone (PVP).

카테터:  
폴리올레핀 기반 엘라스토머 Polyolefin-based elastomer (POBE).

내부 용액:  
글리세롤 함유 수성 습윤제.

제품 포장:  
폴리프로필렌 Polypropylene.


### 제품 종류

제품번호	제품설명	길이	규격
418 10 76	로프릭 엘 넬라톤 (여성)	9.82 cm*	CH 10
418 12 76	로프릭 엘 넬라톤 (여성)	9.82 cm*	CH 12
418 14 76	로프릭 엘 넬라톤 (여성)	9.82 cm*	CH 14

\*신체에 삽입할 수 있는 카테터 실제 길이는 9.82cm입니다.



사용자 친화적인  
제품 상자.



- 각도 조절 손잡이는 인체공학적이고 사용자 친화적인 디자인으로 그림감이 좋고, 비접촉 방식으로 사용할 수 있어 위생적입니다. 소변수집백이나 연장선에 연결 가능합니다.
- Ready to use - 즉시 사용이 가능해 기다리지 않고 바로 삽입하실 수 있습니다.
- 슬림하고 눈에 잘 띄지 않는 디자인.
- 하단 용기는 재활용 분리배출이 가능합니다 (플라스틱, polypropylene).
- PVC, 프탈레이트, 라텍스를 사용하지 않았습니다.
- 매끄러운 소변흡입구.<sup>1,2</sup>
- LoFric 로프릭 카테터의 코팅에는 특별한 Urotonic™ Surface Technology가 사용되었습니다. 이를 통해 삽입할 때뿐만 아니라 빼낼 때도 카테터가 부드럽고 안전하게 유지됩니다.<sup>3,4</sup>



LoFric® Elle™

#### 참고자료

1. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
2. Newman et al., Springer, 2018
3. Waller et al., Spinal Cord, 1997
4. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

Wellspect 웰스펙트는 방광과 장에 고민이 있는 사람들의 삶의 질을 향상시키는 혁신적인 실금관리 솔루션을 개발합니다. 우리는 건강과 웰빙뿐만 아니라 스스로 자신감과 독립성을 쌓을 수 있게 우리의 사용자들을 응원합니다. 당사는 LoFric®로프릭 및 Navina™나비나 제품 브랜드로 40년 이상 업계를 선도해 왔습니다. 우리는 항상 제품의 환경적 악영향을 최소화하고, 기후 중립을 위해 열정적으로 노력하고 있습니다. 우리는 현재와 미래를 위해 지속 가능한 방법으로 임상 결과를 개선하기 위해 사용자 및 의료 전문가와 협력합니다.

#### Wellspect. A Real Difference.

제품과 서비스에 대한 자세한 내용은 [Wellspect.co.kr](http://Wellspect.co.kr)을 참조하십시오.  
LinkedIn, Twitter, Facebook 및 Instagram에서 대화에 참여하세요.

## wellspect.co.kr

Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](http://www.wellspect.com)

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](http://www.wellspect.com)

